

PINZA DIGITAL MODELO 500



SKU: 4901P | **Categorías:** [Pruebas de espesor de comprimidos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pinza digital modelo 500

Aceptando tabletas y muestras similares de hasta un tamaño máximo de 150 mm, el económico Digital Caliper 500 es un práctico calibrador digital de mano, para realizar pruebas de espesor de tabletas de forma rápida, sencilla y cómoda.

Suministrado en un práctico maletín de plástico, el Digital Caliper 500 se puede conectar fácilmente a unidades de procesamiento de datos para el control estadístico del proceso.

Número de catálogo:

4901P

Tamaño máximo de la tableta:	150 milímetros
Exactitud:	0,01 milímetros
Unidad de medida:	mm, pulgadas
Modos de medición:	Directo: Exterior, Interior, Profundidad, Paso
Salida de datos:	Pantalla analógica

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO