

## PINZAS, ACERO INOXIDABLE -H-12255



**SKU:** H-12255 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con puntas corrugadas y juntas soldadas por puntos. La longitud total es de 5 "(127 mm) Disponible en acero niquelado o acero inoxidable

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO