

PINZAS DE CRISOL, LATÓN -H-23250



SKU: H-23250 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Pinzas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pinzas para crisol, latón, resistente a la corrosión, cable de 3/16 "(5 mm) de tamaño, 9" (229 mm) de longitud

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO