

## PINZAS DE VASO, CON MANGAS DE GOMA -H-23426



**SKU:** H-23426 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Pinzas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pinzas para vasos de precipitados, Capacidad para vasos de 2000 ml con mangas de goma, Acero, niquelado, Tamaño de cable de 1/4 "(6 mm), Longitud de 9-1 / 4" (231 mm)

- [Accesorios](#)

	H-23441	Mangas de cerámica de repuesto
--	---------	--------------------------------

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO