

## PINZAS JULIAN - H-23400



### Pinzas Julian

Acero, niquelado, pulido, tamaño de alambre de 3/16" (5 mm), longitud de 18" (457 mm)

**SKU:** H-23400 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Pinzas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**H-23400**  
Pinzas Julian

### Código del Producto

H-23400

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO