

## PINZAS, NIQUELADO 20" -H-23394



**SKU:** H-23394 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Pinzas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pinzas: extra largas, de acero, niqueladas, tamaño de cable de 5/16 "(8 mm), 20" (508 mm) de longitud

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO