

**PINZAS PARA VASOS DE PRECIPITADOS CON CAPACIDAD DE 100-1500 ML  
MORDAZAS CUBIERTAS DE FIBRA DE VIDRIO, ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO DE  
ALAMBRE DE 1/4" (6 MM), LONGITUD DE 13-1/2" (318 MM) - H-23440**



**Pinzas para vasos de precipitados con capacidad de 100-1500 ml Mordazas cubiertas de fibra de vidrio, acero inoxidable, tamaño de alambre de 1/4" (6 mm), longitud de 13-1/2" (318 mm)**

**SKU:** H-23440 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Pinzas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECHNO