

**PIPETA: 2 X 0.01 ML -HM-003139**



**SKU:** HM-003139 | **Categorías:** [Componentes de celda de consolidación](#), [Consolidación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pipeta: 2 x 0.01 ml , Parte celda de consolidación

Pipeta de repuesto para celda de permeabilidad de anillo fijo HM-1230

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO