

**PIPETA DE MEDICIÓN CLASE A GRADUADA CON CERO EN LA PARTE SUPERIOR -  
BELLVID-CPIPETAA-10.0**



**SKU:** B-01-47-0109-0409 B-01-21-0109-0409 | **Categorías:** [Pipetas](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características De Pipeta de medición clase A Graduada con cero en la parte superior

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Sub. división (ml)	Tolerancia (ml)	Código de color	Tiempo de espera	/caja
BellVid-CPipetaA-0.1	B-01-21-0109-0400	0.1	0.01	0.006	Green	2-8	600
BellVid-CPipetaA-0.2	B-01-21-0109-0401	0.2	0.01	0.006	Blue	2-8	600
BellVid-CPipetaA-0.5	B-01-21-0109-0402	0.5	0.02	0.006	Yellow	2-8	600
BellVid-CPipetaA-1.0	B-01-47-0109-0403 B-01-21-0109-0403	1.0	0.01	0.006	Yellow	2-8	600
BellVid-CPipetaA-1.0.1	B-01-21-0109-0404	1.0	0.10	0.006	Yellow	2-8	600
BellVid-CPipetaA-2.0	B-01-21-0109-0405	2.0	0.02	0.010	Black	2-8	480
BellVid-CPipetaA-2.0.1	B-01-21-0109-0406	2.0	0.10	0.010	Black	2-8	480
BellVid-CPipetaA-5.0	B-01-47-0109-0407 B-01-21-0109-0407	5.0	0.05	0.030	Red	5-11	480
BellVid-CPipetaA-5.0.1	B-01-21-0109-0408	5.0	0.10	0.050	Red	5-11	480
BellVid-CPipetaA-10.0	B-01-47-0109-0409 B-01-21-0109-0409	10.0	0.10	0.050	Orange	5-11	480
BellVid-CPipetaA-25.0	B-01-47-0109-0410 B-01-21-0109-0410	25.0	0.20	0.100	White	9-15	240

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO