

**PIPETA DE MEDICIÓN CLASE A GRADUADA CON CERO EN LA PARTE SUPERIOR -
BELLVID-CPIPETAA-1.0**



SKU: B-01-47-0109-0403 B-01-21-0109-0403 | **Categorías:** [Pipetas](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características De Pipeta de medición clase A Graduada con cero en la parte superior

| Modelo | Código Sku | Capacidad (ml) | Sub. división (ml) | Tolerancia (ml) | Código de color | Tiempo de espera | /caja |
|------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| BellVid-CPipetaA-0.1 | B-01-21-0109-0400 | 0.1 | 0.01 | 0.006 | Green | 2-8 | 600 |
| BellVid-CPipetaA-0.2 | B-01-21-0109-0401 | 0.2 | 0.01 | 0.006 | Blue | 2-8 | 600 |
| BellVid-CPipetaA-0.5 | B-01-21-0109-0402 | 0.5 | 0.02 | 0.006 | Yellow | 2-8 | 600 |
| BellVid-CPipetaA-1.0 | B-01-47-0109-0403 B-01-21-0109-0403 | 1.0 | 0.01 | 0.006 | Yellow | 2-8 | 600 |
| BellVid-CPipetaA-1.0.1 | B-01-21-0109-0404 | 1.0 | 0.10 | 0.006 | Yellow | 2-8 | 600 |
| BellVid-CPipetaA-2.0 | B-01-21-0109-0405 | 2.0 | 0.02 | 0.010 | Black | 2-8 | 480 |
| BellVid-CPipetaA-2.0.1 | B-01-21-0109-0406 | 2.0 | 0.10 | 0.010 | Black | 2-8 | 480 |
| BellVid-CPipetaA-5.0 | B-01-47-0109-0407 B-01-21-0109-0407 | 5.0 | 0.05 | 0.030 | Red | 5-11 | 480 |
| BellVid-CPipetaA-5.0.1 | B-01-21-0109-0408 | 5.0 | 0.10 | 0.050 | Red | 5-11 | 480 |
| BellVid-CPipetaA-10.0 | B-01-47-0109-0409 B-01-21-0109-0409 | 10.0 | 0.10 | 0.050 | Orange | 5-11 | 480 |
| BellVid-CPipetaA-25.0 | B-01-47-0109-0410 B-01-21-0109-0410 | 25.0 | 0.20 | 0.100 | White | 9-15 | 240 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO