

PIPETA DE MEDICIÓN CLASE B CON DIVISIONES DE LÍNEA GRADUADAS CON CERO EN LA PARTE SUPERIOR



SKU: N / A | **Categorías:** [Mediciones](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones De Pipeta de medición clase B con divisiones de línea graduadas con cero en la parte superior

Modelo	Capacidad (ml)	Sub. división (ml)	Tolerancia (ml)	Código de color	Caja
BellVid-CPipetaMB-0.1	0.1	0,01	0,01	Verde	600
BellVid-CPipetaMB-0.2	0.2	0,01	0,01	Azul	600
BellVid-CPipetaMB-0.5	0.5	0,02	0,01	Amarillo	600
BellVid-CPipetaMB-1.0	1.0	0,01	0,01	Amarillo	600
BellVid-CPipetaMB-1.0.1	1.0	0,10	0,01	Amarillo	600
BellVid-CPipetaMB-2.0	2.0	0,02	0,02	Negro	480
BellVid-CPipetaMB-2.0.1	2.0	0,10	0,02	Negro	480
BellVid-CPipetaMB-5.0	5.0	0,05	0,05	rojo	480
BellVid-CPipetaMB-5.0.1	5.0	0,10	0,10	rojo	480
BellVid-CPipetaMB-10.0	10,0	0,10	0,10	naranja	480
BellVid-CPipetaMB-25.0	25,0	0,20	0,20	Blanco	240

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO