

PIPETA MECÁNICA II - MARCA BELLTRONIC



Todas las pipetas han sido probadas según la norma ISO8655-2: 2002 con certificado de calibración. El control de calidad implica pruebas gravimétricas de cada pipeta con agua destilada a 22 °C.



Características para Pipeta Mecánica II:

- * Diseño liviano, ergonómico y de baja fuerza
- * La pantalla digital muestra claramente la configuración del volumen
- * Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1µl a 10ml
- * Fácil de calibrar y mantener
- * La parte inferior es esterilizable en autoclave
- * El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzos repetitivos
- * Fabricado con materiales innovadores



Características para Pipeta Mecánica II Multicanal:

- * Las pipetas de 8 y 12 canales están disponibles para la placa estándar de 96 pocillos
- * La cabeza de dispensación gira asegura una óptima conveniencia de pipeteo
- * Conjuntos individuales de pistón / cono de punta que facilitan la reparación y el mantenimiento
- * El diseño del cono de punta de material compuesto permite la verificación del sello visual
- * Las puntas de pipeta universales se pueden usar

Pipetas de volumen ajustable de un solo canal

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (μl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Máximo permitido		Código
			%	μl	%	μl	
0.1-2.5μl	0.05μl	2.5	2.50%	0.0625	2.00%	0.05	BellMicMec-01
		1.25	3.00%	0.0375	3.00%	0.0375	
		0.25	12.00%	0.03	6.00%	0.015	
0.5-10μl	0.1μl	10	1.00%	0.1	0.80%	0.08	BellMicMec-02
		5	1.50%	0.075	1.50%	0.075	
		1	2.50%	0.025	1.50%	0.015	
2-20μl	0.5μl	20	0.90%	0.18	0.40%	0.08	BellMicMec-03
		10	1.20%	0.12	1.00%	0.1	
		2	3.00%	0.06	2.00%	0.04	
5-50μl	0.5μl	50	0.60%	0.3	0.30%	0.15	BellMicMec-04
		25	0.90%	0.225	0.60%	0.15	
		5	2.00%	0.1	2.00%	0.1	
10-100μl	1μl	100	0.80%	0.8	0.15%	0.15	BellMicMec-05
		50	1.00%	0.5	0.40%	0.2	
		10	3.00%	0.3	1.50%	0.15	

		200	0.60%	1.2	0.15%	0.3	
20-200μl	1μl	100	0.80%	0.8	0.30%	0.3	BellMicMec-06
		20	3.00%	0.6	1.00%	0.2	
		200	0.60%	1.2	0.15%	0.3	
50-200μl	1μl	100	0.80%	0.8	0.30%	0.3	BellMicMec-07
		50	1.00%	0.5	0.40%	0.2	
		1000	0.60%	6	0.20%	2	
100-1000μl	5μl	500	0.70%	3.5	0.25%	1.25	BellMicMec-08
		100	2.00%	2	0.70%	0.7	
		1000	0.60%	6	0.20%	2	
200-1000μl	5μl	500	0.70%	3.5	0.25%	1.25	BellMicMec-09
		200	0.90%	1.8	0.30%	0.6	
		5000	0.50%	25	0.15%	7.5	
1000-5000μl	50μl	2500	0.60%	15	0.30%	7.5	BellMicMec-10
		1000	0.70%	7	0.30%	3	
		10ml	0.60%	60	0.20%	20	
2-10ml	0.1ml	5ml	1.20%	60	0.30%	15	BellMicMec-11
		2ml	3.00%	60	0.60%	12	

Pipetas ajustables de 8 canales

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (μl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Maximizar el error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
0.5-10μl	0.1μl	10	%	0.15	%	0.15	
		5	1.50%	0.125	2.50%	0.125	Bell-igCha-01
		1	2.50%	0.04	4.00%	0.04	
5-50μl	0.5μl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25	
		25	1.50%	0.375	1.00%	0.25	Bell-igCha-02
		5	3.00%	0.15	2.00%	0.1	
50-300μl	5μl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75	
		150	1.00%	1.5	0.50%	0.75	Bell-igCha-03
		50	1.50%	0.75	0.80%	0.4	

Pipetas ajustables de 12 canales

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (μl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Maximizar el error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
0.5-10μl	0.1μl	10	%	0.15	%	0.15	
		5	1.50%	0.125	2.50%	0.125	BellTelVol-01
		1	2.50%	0.04	4.00%	0.04	
5-50μl	0.5μl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25	
		25	1.50%	0.375	1.00%	0.25	BellTelVol-02
		5	3.00%	0.15	2.00%	0.1	
50-300μl	5μl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75	
		150	1.00%	1.5	0.50%	0.75	BellTelVol-03
		50	1.50%	0.75	0.80%	0.4	

Pipetas de volumen fijo

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (μl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Maximizar el error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
5μl	-	5μl	%	0.065	%	0.06	BellFixSng-01
10μl	-	10μl	0.8%	0.08	0.8%	0.08	BellFixSng-02
20μl	-	20μl	0.6%	0.12	0.5%	0.1	BellFixSng-03
25μl	-	25μl	0.5%	0.125	0.3%	0.075	BellFixSng-04
50μl	-	50μl	0.5%	0.25	0.3%	0.15	BellFixSng-05
100μl	-	100μl	0.5%	0.5	0.3%	0.3	BellFixSng-06
200μl	-	200μl	0.4%	0.8	0.2%	0.4	BellFixSng-07
250μl	-	250μl	0.4%	1.0	0.2%	0.5	BellFixSng-08
500μl	-	500μl	0.3%	1.5	0.2%	1.0	BellFixSng-09
1000μl	-	1000μl	0.3%	3.0	0.2%	2.0	BellFixSng-10
2000μl	-	2000μl	0.3%	6.0	0.15%	3.0	BellFixSng-11
5000μl	-	5000μl	0.3%	15	0.15%	7.5	BellFixSng-12



SKU: N / A | **Categorías:** [Micropipetas boeco](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMicMec-01	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 0.1-2.5µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-02	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 0.5-10µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-03	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 2-20µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-04	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 5-50µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-05	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 10-100µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-06	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 20-200µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-07	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 50-200µl	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMicMec-08	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 100-1000µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-09	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 200-1000µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-10	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 1000-5000µl	Any SKU / Modelo
	BellMicMec-11	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 2-10ml	Any SKU / Modelo
	Bell-igCha-01	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 0.5-10µl	Any SKU / Modelo
	Bell-igCha-02	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 5-50µl	Any SKU / Modelo
	Bell-igCha-03	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 50-300µl	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellTelVol-01	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 0.5-10µl	Any SKU / Modelo
	BellTelVol-02	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 5-50µl	Any SKU / Modelo
	BellTelVol-03	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 50-300µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-01	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 5µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-02	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 10µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-03	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 20µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-04	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 25µl	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellFixSng-05	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 50µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-06	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 100µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-07	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 200µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-08	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 250µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-09	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 500µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-10	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 1000µl	Any SKU / Modelo
	BellFixSng-11	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 2000µl	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellFixSng-12	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 5000μl	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO