

## PIPETA PERA ORIGINAL FORTUNA DE 20 ML, CON PISTÓN DE ASPIRACIÓN



**SKU:** PG-1 2824004 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [aspiración](#), [con](#), [FORTUNA](#), [original](#), [pera](#), [Pipeta](#), [pistón](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PIPETA PERA ORIGINAL FORTUNA DE 20 ML, CON PISTÓN DE ASPIRACIÓN

Descripción: Pipeta original con bombilla.

Nombre del producto: FORTUNA

Volumen y graduación: 20 ml.

Característica: con pistón de succión

Color de gradación: gradación ámbar

Materiales: Fabricado en vidrio sodocálcico.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: Clase A

Tamaño: 20

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO