

PIPETA PERA ORIGINAL FORTUNA DE 25 ML, CON PISTÓN DE ASPIRACIÓN



SKU: PG-1 2824104 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [aspiración](#), [con](#), [FORTUNA](#), [original](#), [pera](#), [Pipeta](#), [pistón](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PIPETA PERA ORIGINAL FORTUNA DE 25 ML, CON PISTÓN DE ASPIRACIÓN

Descripción: Pipeta original con bombilla.

Nombre del producto: FORTUNA

Volumen y graduación: 25 ml.

Característica: con pistón de succión

Color de gradación: gradación ámbar

Materiales: Fabricado en vidrio sodocálcico.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: Clase A

Tamaño: 25

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO