

## PIPETA SEROLOGICA 10 ML ESTÉRIL DESECHABLE.



**SKU:** B-01-47-0201-0203 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material plástico de laboratorio](#), [Pipetas](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código	Código SKU	Descripción	Capacidad (ml)	Material	Pack	Cantidad Piezas/Contendor
Bell-PipSerED-1	B-01-47-0201-0200	Pipetas Serológicas	1ml	Plastico	paquete individual	4000
Bell-PipSerED-2	B-01-47-0201-0201	Pipetas Serológicas	2ml	Plástico	paquete individual	3200
Bell-PipSerED-5	B-01-47-0201-0202	Pipetas Serológicas	5ml	Plástico	paquete individual	1800
Bell-PipSerED-10	B-01-47-0201-0203	Pipetas Serológicas	10ml	Plástico	paquete individual	1200
Bell-PipSerED-25	B-01-47-0201-0204	Pipetas Serológicas	25ml	Plástico	paquete individual	800
Bell-PipSerED-50	B-01-47-0201-0205	Pipetas Serológicas	50ml	Plástico	paquete individual	500

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO