

## PIPETA SEROLÓGICA



- Las pipetas serológicas biológicas son adecuadas para la investigación biológica, como el cultivo de tejidos y el cultivo celular. Están fabricadas con materiales de poliestireno altamente transparentes y se emban individualmente en bolsas de papel-plástico. Las pipetas de diferentes especificaciones se distinguen por sus diferentes colores. .
- Sin pirógenos, sin citotoxicidad, sin hemólisis.
- Elemento filtrante de poliolefina para evitar la contaminación.
- Sin DNasa, sin RNasa.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características de la pipeta biológica:

- Pipeta serológica adecuada para estudios de cultivo de tejidos y cultivos celulares utilizando materiales biológicos, altamente transparentes de poliestireno utilizados, envueltos individualmente en papel y bolsas de plástico, diferentes especificaciones pipeta - tubo utilizando diferentes colores para distinguir.
- Sin pirógenos, sin citotoxicidad, sin hemólisis.
- Elemento filtrante de poliolefina para evitar la contaminación.
- Sin DNasa, sin RNasa.

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	unidad	Cantidad de piezas enteras
Pipeta biológica Saipu	B-PipetBioSaipu-01	BP-01-60-0200-0000	Pipeta de 1 ml, moldeado de una sola vez	500 piezas / caja, 6 cajas / cartón	Caja	3000
	B-PipetBioSaipu-02	BP-01-60-0200-0001	Pipeta de 2 ml, moldeado de una sola vez	400 piezas / caja, 6 cajas / cartón	Caja	2400
	B-PipetBioSaipu-05	BP-01-60-0200-0002	Pipeta de 5 ml, moldeado de una sola vez	300 piezas / caja, 6 cajas / cartón	Caja	1800
	B-PipetBioSaipu-10	BP-01-60-0200-0003	Pipeta de 10 ml, moldeado de una sola vez	200 piezas / caja, 6 cajas / cartón	Caja	1200
	B-PipetBioSaipu-25	BP-01-60-0200-0004	Pipeta 25ml, molde secundario	100 piezas / caja, 6 cajas / cartón	Caja	600
	B-PipetBioSaipu-50	BP-01-60-0200-0005	Pipeta 50ml, molde secundario	75 piezas / caja, 6 cajas / cartón	Caja	450

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO