

**PIPETAS DE SEDIMENTACIÓN DE SANGRE ACC. A WESTERGREEN, MÉTODO MACRO
LONGITUD 300 MM, 0-200 MM EN GRADUACIÓN BLANCA DE 1 MM,
BELLBLOODSEDPIP-1**



Código Cotecno	Código SKU	Largo (mm)	Escala (mm)
BellBloodSedPip-1	B-01-47-1000-0200	300	200 mm en 1mm

SKU: N / A | **Categorías:** [material de vidrio especial](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO