

**PIPETAS DE SEDIMENTACIÓN DE SANGRE ACC. A WESTERGREEN, MÉTODO MACRO  
LONGITUD 300 MM, 0-200 MM EN GRADUACIÓN BLANCA DE 1 MM,  
BELLBLOODSEDPIP-1**



<b>Código Cotecno</b>	<b>Código SKU</b>	<b>Largo (mm)</b>	<b>Escala (mm)</b>
BellBloodSedPip-1	B-01-47-1000-0200	300	200 mm en 1mm

**SKU:** N / A | **Categorías:** [material de vidrio especial](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO