

## PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO DESECHABLES, VOLAC 150 MM, 50 TROPEN, DESACTIVADAS



**SKU:** PG-D897 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [desactivadas](#), [desechables](#), [Pasteur](#), [Pipetas](#), [Tropen](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO DESECHABLES, VOLAC 150 MM, 50 TROPPEL, DESACTIVADAS**

Descripción: Pipetas Pasteur de vidrio desechables.

Nombre del producto: VOLAC

Volumen y graduación: 150 mm, 50 Tropfen

Característica: deshabilitado

Característica adicional: no estéril.

Materiales: Fabricado en vidrio sodocálcico.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 150

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO