

PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO DESECHABLES VOLAC 150 MM, SIN TAPÓN



SKU: PG-D810 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [desechables](#), [Pasteur](#), [Pipetas](#), [sin tapón](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO DESECHABLES VOLAC 150 MM, SIN TAPÓN

Descripción: Pipetas Pasteur de vidrio desechables.

Nombre del producto: VOLAC

Volumen y graduación: 150 mm.

Característica: deshabilitado

Característica adicional: no estéril.

Materiales: Fabricado en vidrio sodocálcico.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 150

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO