

PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO DESECHABLES, VOLAC 230 MM, 50 TROPPEL, CON TAPÓN



SKU: PG-D897_PP | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [desechables](#), [Pasteur](#), [Pipetas](#), [tapón](#), [Trodden](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO DESECHABLES, VOLAC 230 MM, 50 TROPPEL, CON TAPÓN

Descripción: Pipetas Pasteur de vidrio desechables.

Nombre del producto: VOLAC

Volumen y graduación: 230 mm, 50 Tropfen

Característica: conectado

Característica adicional: no estéril.

Materiales: vidrio sodocálcico, algodón.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 230

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO