

## PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO DESECHABLES, VOLAC 230 MM, SIN TAPÓN



**SKU:** PG-D812\_BORO | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [desechables](#), [Pasteur](#), [Pipetas](#), [sin tapón](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO DESECHABLES, VOLAC 230 MM, SIN TAPÓN

Descripción: Pipetas Pasteur de vidrio desechables.

Nombre del producto: VOLAC

Volumen y graduación: 230 mm.

Característica: deshabilitado

Característica adicional: no estéril.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 230

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO