

## PIPETAS PASTEUR DESECHABLES DE VIDRIO VOLAC 150 MM, CON TAPÓN



**SKU:** PG-D810\_PP | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [desechables](#), [Pasteur](#), [Pipetas](#), [tapón](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PIPETAS PASTEUR DESECHABLES DE VIDRIO VOLAC 150 MM, CON TAPÓN

Descripción: Pipetas Pasteur de vidrio desechables.

Nombre del producto: VOLAC

Volumen y graduación: 150 mm.

Característica: conectado

Característica adicional: no estéril.

Materiales: vidrio sodocálcico, algodón.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 150

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO