


## PIPETAS TRANSFERENCIA VOLUMÉTRICA DE UNA MARCA CLASE A DE 10ML



**SKU:** B-01-21-0109-0603 | **Categorías:** [Mediciones](#), [Pipetas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones de Pipetas Transferencia Volumétrica de una marca clase A de 10ml

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Tolerancia (ml)	Código de color	Caja
BellVid-CPipetaTVCA-1	B-01-21-0109-0600 1	1	0.006	Azul	240
BellVid-CPipetaTVCA-2	B-01-21-0109-0601 2	2	0,01	naranja	240
BellVid-CPipetaTVCA-5.5	B-01-21-0109-0602 5,5	5,5	0,015	Blanco	180
BellVid-CPipetaTVCA-10	B-01-21-0109-0603 10	10	0,02	rojo	180
BellVid-CPipetaTVCA-20	B-01-21-0109-0604 20	20	0,03	Amarillo	120
BellVid-CPipetaTVCA-25	B-01-21-0109-0605 25	25	0,03	Azul	120
BellVid-CPipetaTVCA-50	B-01-21-0109-0606 50	50	0,05	rojo	60
BellVid-CPipetaTVCA-100	B-01-21-0109-0607 100	100	0,08	Amarillo	60

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO