


## PIPETAS TRANSFERENCIA VOLUMÉTRICA DE UNA MARCA CLASE A 5,5ML



**SKU:** B-01-21-0109-0602 | **Categorías:** [Mediciones](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones de Pipetas Transferencia Volumétrica de una marca clase A de 5,5ml

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Tolerancia (ml)	Código de color	Caja
BellVid-CPipetaTVCA-1	B-01-21-0109-0600 1		0.006	Azul	240
BellVid-CPipetaTVCA-2	B-01-21-0109-0601 2		0,01	naranja	240
BellVid-CPipetaTVCA-5.5	B-01-21-0109-0602 5,5		0,015	Blanco	180
BellVid-CPipetaTVCA-10	B-01-21-0109-0603 10		0,02	rojo	180
BellVid-CPipetaTVCA-20	B-01-21-0109-0604 20		0,03	Amarillo	120
BellVid-CPipetaTVCA-25	B-01-21-0109-0605 25		0,03	Azul	120
BellVid-CPipetaTVCA-50	B-01-21-0109-0606 50		0,05	rojo	60
BellVid-CPipetaTVCA-100	B-01-21-0109-0607 100		0,08	Amarillo	60

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO