

## PIPETAS TRANSFERENCIA VOLUMÉTRICA DE UNA MARCA, CLASE B



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Mediciones](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones De Pipetas Transferencia Volumétrica de una marca, clase B

Modelo	Capacidad (ml)	Tolerancia (ml)	Código de color	Caja
BellVid-CPipetaTVMB-1	1	0,015	Azul	240
BellVid-CPipetaTVMB-2	2	0,02	naranja	240
BellVid-CPipetaTVMB-5	5	0,03	Blanco	180
BellVid-CPipetaTVMB-10	10	0,04	rojo	180
BellVid-CPipetaTVMB-20	20	0,06	Amarillo	120
BellVid-CPipetaTVMB-25	25	0,06	Azul	120
BellVid-CPipetaTVMB-50	50	0.100	rojo	60
BellVid-CPipetaTVMB-100	100	1.160	Amarillo	60

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO