

## PISTÓN DE PENETRACIÓN -H-4178



**SKU:** H-4178 | **Categorías:** [CBR](#), [Componentes de prueba CBR](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El pistón de penetración CBR tiene una superficie base de 3 pulgadas cuadradas (19,35 cm<sup>2</sup>) y mide aproximadamente 7.5 "(191 mm) de largo. Diseñado para usarse junto con los pesos H-4175 y H-4176 para aplicar cargas de recargo de penetración.

Envío wt. 8 lbs. (4kg)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO