

PISTÓN DE RECAMBIO DISPENSADOR, OPTIFIX SOLVENTE 2 ML



SKU: PG-101 00127 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [recambio](#), [SOLVENTE](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PISTÓN DE RECAMBIO DISPENSADOR, OPTIFIX SOLVENTE 2 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: SOLVENTE OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 2 ml.

Pistón dosificador: El pistón es de vidrio.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: fabricado en vidrio.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 2

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO