

## PISTÓN DE RECAMBIO DISPENSADOR, OPTIFIX SOLVENTE 5 ML



**SKU:** PG-101 00133 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [recambio](#), [SOLVENTE](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PISTÓN DE RECAMBIO DISPENSADOR, OPTIFIX SOLVENTE 5 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: SOLVENTE OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 5 ml.

Pistón dosificador: El pistón es de vidrio.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: fabricado en vidrio.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Talla 5

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO