

## PISTÓN DE REPUESTO DISPENSADOR OPTIFIX SAFETY + SAFETY S 10 ML



**SKU:** PG-101 00338 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [Repuesto](#), [SAFETY](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PISTÓN DE REPUESTO DISPENSADOR OPTIFIX SAFETY + SAFETY S 10 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: OPTIFIX SEGURIDAD + SEGURIDAD S

Volumen y graduación/tamaño: 10 ml.

Pistón dosificador: pistón de cuerpo macizo de PTFE + labio de sellado

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño 10

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO