

PISTÓN DE REPUESTO DISPENSADOR OPTIFIX SAFETY + SAFETY S 30 ML



SKU: PG-101 00344 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [Repuesto](#), [SAFETY](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PISTÓN DE REPUESTO DISPENSADOR OPTIFIX SAFETY + SAFETY S 30 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: OPTIFIX SEGURIDAD + SEGURIDAD S

Volumen y graduación/tamaño: 30 ml.

Pistón dosificador: pistón de cuerpo macizo de PTFE + labio de sellado

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 30

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO