

PISTÓN DE REPUESTO DISPENSADOR OPTIFIX SAFETY + SAFETY S 5 ML



SKU: PG-101 00333 | **Categorías:** [Manejo de Liquidos](#) | **Etiquetas:** [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [Repuesto](#), [SAFETY](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PISTÓN DE REPUESTO DISPENSADOR OPTIFIX SAFETY + SAFETY S 5 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: OPTIFIX SEGURIDAD + SEGURIDAD S

Volumen y graduación/tamaño: 5 ml.

Pistón dosificador: pistón de cuerpo macizo de PTFE + labio de sellado

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Talla 5

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO