

## PISTÓN REPUESTO OPTIFIX SOLVENTE DOSIFICADOR 50 ML



**SKU:** PG-101 00148 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [dosificador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [Repuesto](#), [SOLVENTE](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PISTÓN REPUESTO OPTIFIX SOLVENTE DOSIFICADOR 50 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: SOLVENTE OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 50 ml.

Pistón dosificador: El pistón es de vidrio.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: fabricado en vidrio.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 50

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO