

PLACA CALEFACTORA DE GAS, PARA GAS NATURAL -H-4947AN



SKU: H-4947AN | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Placas calefactoras ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estufas de hierro fundido de dos quemadores. Modelos disponibles para operación de gas natural y cilindro. Diseñada para la portabilidad, esta estufa es perfecta para cualquier aplicación de laboratorio o ubicación. Los quemadores tienen una potencia nominal de 35,000 BTU y proporcionan un calentamiento rápido. Peso de envío 53 libras. (24 kg)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO