

PLACA DE BASE ROSCADA. 3/8"-16 -H-21241



SKU: H-21241 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Placa de base roscada. Rosca de 3/8 "-16, Diametro externo de 2.75" (70 mm)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO