

PLACA DE CULTIVO CELULAR BELLPLACULTCELL-60MM



- es un consumible ideal para el cultivo de células. Las células se observan bajo el microscopio sin distorsión óptica. Los indicadores digitales en la parte inferior de cada bloque son convenientes para los usuarios para determinar la ubicación de las células.
- Sin pirógenos ni endotoxinas.
- Material de poliestireno de grado médico altamente transparente.
- Esterilización por haz de electrones.

SKU: BP-01-60-0200-0301 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto:

- la placa de cultivo celular es un consumible ideal para el cultivo celular. Las células se observan bajo el microscopio sin distorsión óptica, y los indicadores digitales en la parte inferior de cada bloque son convenientes para los usuarios para determinar la ubicación de las células.
- Sin pirógenos ni endotoxinas.
- Material de poliestireno de grado médico altamente transparente.
- Esterilización por haz de electrones.
- El diseño apilable facilita el apilamiento y el almacenamiento.
- Tratamiento de la superficie con plasma al vacío, excelente adhesión celular.
- La superficie plana y transparente hace que las células se observen bajo el microscopio sin distorsión óptica.

categoria	Codigo del Producto	Codigo sku	Nombre del producto	Especificación del paquete	Compañía	Cantidad total
Platos de cultivo celular	BellPlaCultCell-100mm	B-01-60-0200-0300	Plato de cultivo celular de 100 mm	10 / bolsa 30 bolsas / caja	caja	300
	BellPlaCultCell-60mm	B-01-60-0200-0301	Plato de cultivo celular de 60 mm	20 / bolsa 25 bolsas / caja	caja	500
	BellMatCulCell-TCT25	B-01-60-0200-0302	Plato de cultivo celular de 35 mm	20 / bolsa 25 bolsas / caja	caja	500

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO