


PLACA DEEP WELL (ORIFICIO PROFUNDO) BELLTCTCELLCUL2.2ML-96WP



La placa de pocillos profundos tiene una buena estabilidad y no reacciona químicamente con el disolvente de la placa.

No contiene metales pesados y es más segura.

Se ajusta al tamaño estándar internacional (SBS) y es adecuada para estaciones de trabajo automatizadas.

SKU: B-01-60-0400-0401 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La placa de pozos profundos de fondo cónico tiene

buena estabilidad y no reacciona químicamente con el disolvente de la placa.

No contiene metales pesados y es más segura.

Se ajusta al tamaño estándar internacional (SBS) y es adecuada para estaciones de trabajo automatizadas.

La placa deep well de fondo redondo de

puede congelarse y refrigerarse hasta -80 grados.

No contiene metales pesados y es más segura.

Se ajusta al tamaño estándar internacional (SBS) y es adecuada para estaciones de trabajo automatizadas.

Hay menos líquido residual y menos fenómeno de suspensión de la pared.

| categoria | Codigo del Producto | Codigo Sku | nombre del producto | Especificación de embalaje | unidad | Cantidad de piezas enteras |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------------------|--------|----------------------------|
| Placa de agujero profundo | B-PlaOriProf-23 | B-01-60-0400-0400 | Placa de pozo profundo con fondo cónico de 96 pocillos | 5 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja | caja | 50 |
| | BellTctCellCul2.2ml-96WP | B-01-60-0400-0401 | Placa para pocillos profundos de fondo redondo de 96 pocillos | 5 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja | caja | 50 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO