


PLACA DEEP WELL (ORIFICIO PROFUNDO) BELLTCTCELLCUL2.2ML-96WP



La placa de pocillos profundos tiene una buena estabilidad y no reacciona químicamente con el disolvente de la placa.

No contiene metales pesados y es más segura.

Se ajusta al tamaño estándar internacional (SBS) y es adecuada para estaciones de trabajo automatizadas.

SKU: B-01-60-0400-0401 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La placa de pozos profundos de fondo cónico tiene buena estabilidad y no reacciona químicamente con el disolvente de la placa.

No contiene metales pesados y es más segura.

Se ajusta al tamaño estándar internacional (SBS) y es adecuada para estaciones de trabajo automatizadas.

La placa deep well de fondo redondo de puede congelarse y refrigerarse hasta -80 grados.

No contiene metales pesados y es más segura.

Se ajusta al tamaño estándar internacional (SBS) y es adecuada para estaciones de trabajo automatizadas.

Hay menos líquido residual y menos fenómeno de suspensión de la pared.

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	unidad	Cantidad de piezas enteras
Placa de agujero profundo	B-PlaOriProf-23	B-01-60-0400-0400	Placa de pozo profundo con fondo cónico de 96 pocillos	5 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja	caja	50
	BellTctCellCul2.2ml-96WP	B-01-60-0400-0401	Placa para pocillos profundos de fondo redondo de 96 pocillos	5 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja	caja	50

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO