

## PLACAS DE PETRI DE VIDRIO - MARCA BELLTRONIC



### Especificaciones:

1. Estéril o no estéril
2. Disponibles todos los tamaño de la placa de petri

Artículo	Especificaciones			Tamaño del empaque (Cm)			Cantidad por CTN	G. W. Kgs.	Código
	Diámetro inferior(mm)	Diámetro de la cubierta(mm)	Altura(mm)	L	W	H			
Placas de Petri	60	65	15	42	25	33	288	13	BellPlacVidPet-01
	75	82	15	44	29	38	288	19	BellPlacVidPet-02
	90	98	18	43	27	43	192	21	BellPlacVidPet-03
	100	107	20	47	40	36	192	22	BellPlacVidPet-04
	120	130	25	48	29	43	96	19	BellPlacVidPet-05
	150	160	30	41	35	35	48	15	BellPlacVidPet-06

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO