


PLACAS DE PETRI



[vc_row][vc_column][vc_table
vc_table_theme="classic_blue"]SKU,Nombre%20del%20Producto,Di%C3%A1metro,Tama%C3%B1o%20del%20paque
te|800100,PD-1%20placa%20de%20Petri%20est%C3%A9ril,50,100|800101,PD-2%20placa%20de%20Petri%20est%C
3%A9ril%20con%20almohadillas,50,100|800200,PD-1%2093%20x%2020%20mm%20placa%20de%20Petri,93,500|80
0500,PD-1%20placa%20de%20Petri%20est%C3%A9ril%20(cubo),50,500|800501,PD-2%20placa%20de%20Petri%20e
st%C3%A9ril%20con%20almohadillas%20(cubo),50,500|800915,PD-1%2092%20x%2015%20mm%20placa%20de%2
0Petri,92,500[/vc_table][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [EMBUDOS DE FILTRO](#), [PRUEBAS AMBIENTALES](#), [Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las placas de Petri de poliestireno de Sterlitech son convenientes, estériles y se adaptan a todas las incubadoras de bloques disponibles comercialmente.

Beneficios del producto de placa de Petri de poliestireno:

- Utilice placas de Petri para cultivar microorganismos en filtros de membrana de 47 mm
- El ajuste ceñido evita el secado durante la incubación
- Bordes cuadrados y cresta elevada para facilidad de manejo y apilamiento seguro
- Todas las placas de Petri esterilizadas por irradiación gamma
- Tamaño estándar para adaptarse a todas las incubadoras de bloques de aluminio disponibles comercialmente
- 50 x 11 mm
- Con o sin almohadilla (la almohadilla de celulosa absorbente de 47 mm tiene un espesor de 0.85 +/- 0.17 mm y absorbe 1.8 - 2.2 ml de líquido)
- Certificación de conformidad del fabricante disponible a pedido

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO