

PLANTA DESALADORA LAB ION L 2 4 LEDS



SKU: PG-110 320 | **Categorías:** [Manejo de Liquidos](#) | **Etiquetas:** [desaladora](#), [ION](#), [LAB](#), [LEDs](#), [Planta](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PLANTA DESALADORA LAB ION L 2 4 LEDS

Descripción: Planta desalinizadora

Nombre del producto: LAB ION L 2

Volumen y graduación/tamaño: 4 LEDS

Uso: Desalinización

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

Tamaño: 4

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO