

**PLATO DE EVAPORACIÓN, NÍQUEL, CAPACIDAD DE 40ML, 57MM X 25MM -
H-4924.040**



SKU: H-4924.040 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Platos de evaporación ASTM / NCH](#), [Platos, tarros, cajas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los platos de níquel de calibre pesado tienen lados rectos, fondo plano y borde de vaciado.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO