

**PLATO EVAPORADOR, NÍQUEL, CAPACIDAD 100ML, 70MM X 35MM -H-4924.100**



**SKU:** H-4924.100 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Platos de evaporación ASTM / NCH](#), [Platos, tarros, cajas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los platos de níquel de calibre pesado tienen lados rectos, fondo plano y borde de vaciado.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO