

**PLATO EVAPORADOR, NÍQUEL, CAPACIDAD 200ML, 86MM X 46MM -H-4924.200**



**SKU:** H-4924.200 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Platos de evaporación ASTM / NCH](#), [Platos, tarros, cajas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los platos de níquel de calibre pesado tienen lados rectos, fondo plano y borde de vaciado.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO