

PLATO EVAPORADOR, PORCELANA, 120ML CAPACIDAD, 90MM X 37MM -H-4930.120



SKU: H-4930.120 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Platos de evaporación ASTM / NCH](#), [Platos, tarros, cajas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El plato de porcelana poco profundo tiene un borde para verter, y está acristalado por dentro y parcialmente acristalado por fuera.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO