

**PLATO EVAPORADOR, PORCELANA, CAPACIDAD DE 525ML, 162MM X 51MM -
H-4930.500**



SKU: H-4930.500 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Platos de evaporación ASTM / NCH](#), [Platos, tarros, cajas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El plato de porcelana poco profundo tiene un borde para verter, y está acristalado por dentro y parcialmente acristalado por fuera.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO