

PLUMA DE CONDUCTIVIDAD -HO-4943



SKU: HO-4943 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Medidor de pH ASTM / NCH](#), [Medidores de pH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rango: 0-1999 $\mu\text{s} / \text{cm}$

Este medidor de pluma de conductividad es una gran opción para las necesidades básicas de prueba de la concentración iónica total dentro de una solución.

Especificaciones adicionales

- **Rango de medición:** 0-1999 $\mu\text{s} / \text{cm}$
- **Resolución:** 1 $\mu\text{s} / \text{cm}$
- **Precisión:** $\pm 1.5\%$ FS
- **ATC:** con pantalla de temperatura
- **Pantalla:** Dual
- **Apagado automático:** 6 minutos sin uso
- **Batería:** baterías alcalinas micro 4AG13 1.5V
- **Peso:** 110 g

- [Repuestos](#)



HO-4943.1

Pluma de conductividad (HO-4943), Reemplazo de electrodos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO