

## POCKET CORPAC™ - SISTEMA PORTÁTIL DE PRUEBA DE CORROSIÓN



SKU: N / A | Categorías: [Sistemas portátiles](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

El Pocket CORPAC™ combina un elemento básico de la industria en pruebas de corrosión no intrusivas con la conveniencia portátil posible gracias a lo último en tecnología de emisión acústica (AE). El Pocket CORPAC™ detecta la corrosión localizada activa en una variedad de estructuras y materiales industriales antes de que se puedan ver o sentir efectos costosos y peligrosos. Pocket CORPAC™ puede informar a los clientes cuando la corrosión está activa, qué hacer para disminuirla o detenerla, y si esas soluciones están funcionando en última instancia. Además de detectar una variedad de mecanismos de corrosión localizados, Pocket CORPAC™ ofrece la capacidad única de detectar microgrietas, picaduras y micro delaminaciones antes de cualquier otra aplicación de END, proporcionando detección temprana de corrosión localizada.

### Especificaciones y detalles

[Hoja de datos del producto](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO