

PORTAELECTRODOS



- Bajo costo, peso ligero puede compactarse
- Estructura de ABS para resistir la mayoría de los productos químicos nocivos.
- La altura del brazo se puede ajustar y rotar fácilmente para sostener el electrodo de pH o la sonda de temperatura.
- Extensión: 400 mm (H) x 260 mm (W)
- Peso: 650g

SKU: BELL-PT46 | **Categorías:** [Portaelectrodos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO