

PORTAMUESTRAS 280 MM



DESCRIPCIÓN

Soporte de muestras de 280 mm para 20-4016 y 20-4018 utilizado para asegurar una alineación paralela de la muestra de asfalto dentro del molde de yeso. La muestra se asegura utilizando bandas de fijación 20-4012. Las bandas de fijación 20-4012 y los moldes especiales 20-4016 ... se requieren además.



SKU: 20-4010 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO